



SAFE LASER®

SKIN

RENEWAL

GEL

GEBRAUCHSANWEISUNG

Laser-Hautpflegesystem

Safe Laser GEL ist ein spezielles Serum, das eine einzigartige hautverjüngende und regenerierende Wirkung hat, wenn es mit speziellem Laserlicht beleuchtet wird.

Wenn das Gesicht mit einem Laser beleuchtet wird, unterstützt das Laserlicht die Aufnahme von GEL und Feuchtigkeitscreme in die Haut und verstärkt ihre Wirksamkeit.

Außerdem **regt Laserlicht die lichtempfindlichen Moleküle in unseren Zellen an** (Zellatmung + Energiegewinnung verbessert sich), **die Zellen funktionieren effizienter und regenerieren sich schneller.**

Safe Laser + GEL verwendet eine fortschrittliche Anti-Aging-Technologie, die die sichtbaren Zeichen der Hautalterung nicht nur verzögert, sondern umkehrt. Die kombinierte Verwendung von Laser und Gel erhöht die **Produktion von Kollagen und Elastin in der Haut**, wodurch die Haut straffer, geschmeidiger und glatter wird und dem Gesicht ein lebendiges Aussehen verleiht.*

Die regelmäßige Anwendung reduziert nicht nur das Erscheinungsbild der Haut, sondern verbessert auch den Hautton und die Textur. Es reduziert Pigmentflecken (Leber- und Altersflecken ...) auf spektakuläre Weise und verbessert den Zustand der Rosacea-Haut. Mit Hilfe von Akne kann Akne schneller und ohne Narbenbildung heilen.

** GEL-Tests in einem akkreditierten Labor auf der Grundlage von Safe Laser-Kosmetikforschung und Benutzerfeedback.*

Das Gel und seine Wirkstoffe

Safe Laser GEL ist ein spezielles Anti-Aging-Serum, das die Feuchtigkeitscreme nicht ersetzt!

Die Bestandteile des GELs sind kleinere Moleküle, so dass die Wirkstoffe leichter in die tieferen Schichten gelangen, die obere Epidermis (Epithelschicht) jedoch nicht beeinträchtigt werden. **Es ist wichtig, eine herkömmliche Feuchtigkeitscreme oder Gesichtsmilch zu verwenden**, um die obere Epidermis (ca. 1 mm) mit Feuchtigkeit zu versorgen und zu schützen.

Wichtige Wirk- und Nährstoffe im GEL:

Beta-Glucan (aus Hefe extrahiertes Polysaccharid):

Aktiviert Immunzellen in der Haut. **Stärkt die Abwehr- und Regenerationsfähigkeit der Haut**, bietet einen Sonnenschutzeffekt. Es hat antioxidative Eigenschaften und trägt zur Entwicklung einer weicheren Haut bei. Dank seiner entzündungshemmenden Wirkung eignet es sich hervorragend, um Rötungen zu reduzieren und empfindliche Haut zu beruhigen.

Stabilisierter Sauerstoff (O₂):

Es dringt effektiv in die Hautschichten ein und zerfällt im Gewebe in zwei O₂-Moleküle. Es **führt der Haut zusätzlichen Sauerstoff zu und fördert so die Hauterneuerung**. Es erhöht effektiv die Kollagenproduktion und hält sie aufrecht. Es verlangsamt den Alterungsprozess. Behält und verbessert die Hautfeuchtigkeit.

Hydraulisches Kollagen:

Es bietet eine Quelle für den Aufbau von Kollagenfasern. **Verbessert die Elastizität der Haut.**

Phanthenol:

Entzündungshemmend, beschleunigt die Hautregeneration. Es hat auch eine weichmachende und feuchtigkeitsspendende Wirkung.

Dermatologische Tests, die in einem akkreditierten Labor durchgeführt wurden, belegen, dass das GEL die Länge und Tiefe von Falten reduziert, die tieferen Schichten mit Feuchtigkeit versorgt und keine allergene Wirkung hat. Studien haben die bakterielle und fungizide Aktivität des Produkts bestätigt.

Für alle Hauttypen geeignet!

Klinisch und dermatologisch getestet!

Frei von Mineralölen, Silikonen und Parabenen!

Nicht auf offene Wunden anwenden.

Wirkung des Safe Laser

Es **unterstützt** die **Aufnahme von Hautpflegekosmetika** in die Haut und erhöht ihre Wirksamkeit.

Es **stimuliert** die **Produktion von Kollagen und Elastin** in der Haut, verbessert die Festigkeit und Elastizität der Haut.

Es verlangsamt die sichtbaren Zeichen der Hautalterung, **verfeinert** bestehende **Fältchen** und regeneriert die Haut.

Es wirkt wohltuend auf zu **Pickeln** und **Akne** neigender Haut, beschleunigt deren Verlauf und heilt die Wunden ohne Narbenbildung.

Mildert Rötungen seborrhoischer, zu Akne neigender Haut nach der kosmetischen Reinigung.

Reduziert Ödeme und das Risiko von Hautinfektionen.

Verblasst Pigmentflecken.

Fördert die Regeneration von normalem Gewebe bei **Epithelverletzungen, Abschürfungen, Operationsnarben** (Narben verblasen)

Polarisiertes Laserlicht hat auch **entzündungshemmende** und **schmerzlindernde** Wirkungen.

Laserlicht **beschleunigt** die **Heilung anderer Hautkrankheiten.**

(Herpes, Dermatitis, Ekzeme, Verbrennungen ...)

Lindert Juckreiz und Schmerzen.

Gemeinsame Verwendung von GEL + Safe Laser

• **Verwenden** Sie das GEL + Safe Laser **jeden Morgen und Abend oder als Kur!** (zum Beispiel für mindestens 4 Wochen bei jedem Jahreszeitwechsel oder wenn Sie das Bedürfnis verspüren). Verwenden Sie für **dauerhafte Ergebnisse regelmäßig** das GEL (und Feuchtigkeitscreme), auch in den Pausen zwischen den Kuren!

• **Tragen** Sie **nach der Gesichtereinigung das Gel** (2-3 Pumpstöße) **und anschließend eine Feuchtigkeitspflege auf.** Das Safe Laser GEL ist ein spezielles Anti-Aging-Serum, das die Feuchtigkeitscreme nicht ersetzt!

Das GEL regeneriert und hydratisiert die tieferen Schichten, wirkt jedoch nicht in der oberen Epidermis (Epithelschicht). Verwenden Sie eine herkömmliche Feuchtigkeitscreme, um die obere Epidermis mit Feuchtigkeit zu versorgen und zu schützen.

• **Berühren** Sie leicht, ohne Druck Ihre Haut mit der Linse des Safe Lasers und bewegen Sie es langsam von Innen nach Außen (nicht kräftig, nur berühren). Sie können an den kritischen Stellen für 10-15 Sekunden anhalten! (tiefere Falten, Pigmentflecken, Narben, Akne, schlaffe Haut ...)

Behandlungsdauer den kritischen Hautstellen:

• SL 150 = mindestens 1 Minute

• SL 500 = mindestens 10 Sekunden (6-fache Leistung / cm²)

• SL 1800 = mindestens 10 Sekunden (6-fache Leistung / cm² + 5-fache Oberfläche)

Beleuchten Sie während der Laserbehandlung den Bereich um das Auge vorsichtig und achten Sie darauf, dass das Laserlicht nicht direkt in das geöffnete Auge trifft.

Wenn Sie bisher keine Feuchtigkeitscreme verwendet haben, probieren Sie diese zuerst für 1-2 Wochen lang aus. Erst wenn keine allergische Reaktionen auftreten, beginnen Sie mit der Verwendung von Safe Laser GEL + Safe Laser!

Das richtige Gerät zur Anwendung mit dem GEL

- SL 150 + Aufsatz für kosmetische Behandlung = bis zu 35 Jahre.
- SL 500 Infra = ab 35 Jahren oder für schwere Hautdefekte.
- SL 1800 Infra = Effizientere, schnellere Behandlung. (z.B. für Kosmetikerinnen)

Reinigung des Safe Lasers

Wischen Sie die Laseroptik mit einem feuchten oder alkoholhaltigen Tuch ab.
Verwenden Sie KEINE anderen ätzenden Substanzen, da dies die Optik beschädigen kann!
Das Gerät ist nicht wasserdicht, aber die Laseroptik kann abgewaschen werden!

Zusammensetzung:

Aqua, Oxygen {stabilized}, Pentylene Glycol, Squalene, Collagen, Wellmune WGP Beta Glucan, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Panthenol, Hydroxyacetophenone, Carbomer, Sodium Hydroxide, Disodium EDTA, Sodium Chloride

Autorisierter Händler:

discountmed e.K. Medizintechnik
Rilkeweg 3
93128 Regenstauf / Germany
www.softlaser.de
www.discountmed.de
info@discountmed.de

Hersteller:

Safe Laser Trade Kft.
1139 Budapest, Kartács utca 8. 4. em. 4.
[info @ safelaser.hu](mailto:info@safelaser.hu)

50ml